

Matériel complet pour démarrer la photographie au collodion humide

	Matériel	Type	Poids / Volume	Fournisseur	Quantité
Révélateur	Sulfate de Fer	CHIMIES	125 gr	DISACTIS	1
	Eau déminéralisée		très petite quantité	grande surface	
	Ethanol		Très petite quantité	DISACTIS	
	Acide Acétique		250 ml	DISACTIS	1
	Bouteille verre	VERRERIE & PLUS	125 à 250 ml	DISACTIS	1
	entonnoir		Col large 10 cm mini	DISACTIS	1
	flacon verre (type shot)		20ml maxi	DISACTIS	1
	Seringue		10 ml	DISACTIS	1
	Cuvette de développement		5X7 ou 8X10		1
Bain de sensibilisation	Nitrate d'Argent	CHIMIES	100 gr	DISACTIS	1
	Eau déminéralisée		1 L	grande surface	2
	PH test languettes	VERRERIE & PLUS		DISACTIS	1
	Cuve verticale		4x5 ou 5x7 ou 8x10	LEROUGE ou Le labo du troisième	1
	Bouteille ambrée (stockage)		1 L	DISACTIS	1
	Bouteille verre transe (entretien)		1 L	DISACTIS	1
	Entonnoir		Col large 10 cm mini	DISACTIS	1
	Densimètre		Gradué à 0,1 entre 100 & 110		1
	Eprouvette graduée (verre)		1 L		1
Collodion	Iodure potassium	CHIMIES	25 gr	DISACTIS	1
	Bromure potassium		10 à 20 gr	DISACTIS	1
	Collodion		125 ml	DISACTIS	2
	Ethanol		500 ml à 1 L	DISACTIS	1
	Seringue	VERRERIE & PLUS	10 ml	DISACTIS	1
	Bouteille verre		125 à 250 ml	DISACTIS	1
	Entonnoir		Col large 10 cm mini	DISACTIS	1
	Flacon de transfert		50 ml	DISACTIS	1
FIXATEUR	Thiosulfate de sodium		1 Kg	DISACTIS	1
	bouteille de stockage		1 L	DISACTIS	1
GENERAL	Coton				
	Filtre café brun				
	Cuvette de développement				3
	Essui-Tout				BEAUCOUP !
	Lampe inactinique				